



Portia[®]
PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857

فرزجة الحلقة المهبلية



جهاز طبي لعلاج هبوط الرحم المصحوب بأعراض لدى النساء.
البوليئين الجامد، بقطر من 50 مم إلى 100 مم، وبسمك 7.5 مم.
خالٍ من اللاتكس، ولا يحتوي على معادن. لا يتطلب ظروف خاصة للتخزين. يجب التخلص منه وفقاً للوائح المحلية.

يحدد مقياس الفرزجة وتثبيت وتثبيت تحت إشراف طبي. تستبدل الفرزجة بأخرى جديدة حسب التوصيات بعد الاستخدام لمدة 6 أشهر كحد أقصى.

لتحديد المقياس - قم بقياس المسافة بين عنق الرحم أو القبو المهبلية والارتفاق العاني للتأكد من المقياس الصحيح للفرزجة الحلقية. يمكن الحصول على دليل تحديد المقياس بورتيا القابل للتنظيف بممسحة من Bray Group.

قبل التركيب - قم بفحص وتقييم الهبوط المهبلية وجدران المهبل لدى المريضة.

للتثبيت - قم بزلق الفرزجة إلى داخل المهبل؛ يجب أن تثبت بإحكام بين القبو الخلفي والارتفاق العاني.

موانع الاستعمال يمكن أن تشمل عدم الراحة بعد التركيب، والنزيف، والتقرح، والتهاب الحوض، والعدوى مثل التهاب المهبل، وعدم امتثال المريض وتأخر المتابعة.

التحذيرات - إذا بدأت الأعراض في الظهور، مثل النزيف المهبلية المفرط أو الإفرازات أو الألم أو التهيج أو أي أثر جانبي آخر قد يسبب لك القلق، فاتصل بالشخص الذي قام بتركيب الفرزجة في الأصل أو بأخصائي طبي بديل أو بالشركة المصنعة. يمكن أن تجعل الفرزجة سلس البول الإجهادي أسوأ أو تكشف عن الإصابة به.

المضاعفات قد تظهر في حال التأخير في استبدال الفرزجة أو التعامل الذاتي معها دون إشراف من أخصائي رعاية صحية.



التعليمات الإلكترونية ومقاطع الفيديو والترجمات متاحة على موقع: www.portiapessaries.com



Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855
Langenhagen



Bray Group Ltd
1-5 Regal Way
Faringdon SN7 7BX
United Kingdom
+44 (0) 1367 240736