



Portia®
PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857

فرزجة الحلقة المهبلية

جهاز طبي لعلاج هبوط الرحم المصحوب بأعراض لدى النساء.

كلوريد البولي فينيل (PVC) المرن، بقطر يتراوح من 50 مم إلى 110 مم، وبسمك 12.5 مم.

خالي من اللاتكس، ولا يحتوي على معادن. لا يتطلب ظروف خاصة للتخزين.

لا ينصح بحرقه، لكن يجب التخلص منه وفقاً للوائح المحلية.

يحدد مقاس الفرزجة وتثبت وتستبدل تحت إشراف طبي.

تستبدل الفرزجة بأخرى جديدة حسب التوصيات بعد الاستخدام لمدة 6 أشهر كحد أقصى.

لتحديد المقاس - قم بقياس المسافة بين عنق الرحم أو القبو المهبلي والارتفاق العاني للتأكد من المقاس الصحيح للفرزجة الحلقية.

يمكن الحصول على دليل تحديد المقاس بورتيا القابل للتنظيف بممسحة من Bray Group.

قبل التركيب - قم بفحص وتقييم الهبوط المهبلي وجدران المهبل لدى المريضة.

للتثبيت - اضغط الفرزجة في شكل بيضاوي ومررها عن طريق الزلق إلى داخل المهبل؛ يجب أن تثبت بإحكام بين القبو الخلفي والارتفاق العاني.

موانع الاستعمال يمكن أن تشمل عدم الراحة بعد التركيب، والنزيف، والتقرح، والتهاب الحوض، والعدوى مثل التهاب المهبل، وعدم امتثال المريض وتأخر المتابعة.

التحذيرات - إذا بدأت الأعراض في الظهور، مثل النزيف المهبلي المفرط أو الإفرازات أو الألم أو التهيج أو أي أثر جانبي آخر قد يسبب لك القلق، فاتصل بالشخص الذي قام بتركيب الفرزجة في الأصل أو بأخصائي طبي بديل أو بالشركة المصنعة. يمكن أن تجعل الفرزجة سلس البول الإجهادي أسوأ أو تكشف عن الإصابة به.

المضاعفات قد تظهر في حال التأخير في استبدال الفرزجة أو التعامل الذاتي معها دون إشراف من أخصائي رعاية صحية.



التعليمات الإلكترونية ومقاطع الفيديو والترجمات متاحة على موقع: www.portiapessaries.com



Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855
Langenhagen



Bray Group Ltd
1-5 Regal Way
Faringdon SN7 7BX
United Kingdom
+44 (0) 1367 240736