



Portia[®]
PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857

Διάφραγμα κολπικού δακτυλίου

Ιατροτεχνολογικό προϊόν για τη θεραπεία της συμπτωματικής πρόπτωσης μήτρας στις γυναίκες.

Άκαμπτο πολυθένιο, διάμετρος 50 mm-100 mm, πάχος 7,5 mm.

Χωρίς λάτεξ, δεν περιέχει μέταλλο. Δεν ισχύουν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Ο ορισμός του μεγέθους, η εφαρμογή και η αντικατάσταση του διαφράγματος πραγματοποιούνται υπό ιατρική καθοδήγηση. Αντικαταστήστε το διάφραγμα με νέο μετά από το προτεινόμενο διάστημα χρήσης 6 μηνών.

Για την επιλογή του σωστού μεγέθους - Μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στον τράχηλο ή την κολπική κοιλότητα και την ηβική σύμφυση για να διαπιστώσετε το σωστό μέγεθος του διαφράγματος δακτυλίου. Ένας Οδηγός μεγεθών Portia διατίθεται από την Bray Group.

Πριν από την τοποθέτηση - Εξετάστε και αξιολογήστε την πρόπτωση και τα κολπικά τοιχώματα της ασθενούς.

Για την τοποθέτηση - Τοποθετήστε το διάφραγμα στο εσωτερικό του κόλπου. Θα πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στον οπίσθιο θόλο και την ηβική σύμφυση και να μην είναι χαλαρό.

Οι **αντενδείξεις** ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενόχληση κατά την τοποθέτηση, αιμορραγία, έλκη, φλεγμονή της λεκάνης, λοιμώξεις όπως κολπίτιδα, μη συμμόρφωση της ασθενούς και καθυστερημένη παρακολούθηση.

Προειδοποιήσεις - Στην περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα όπως εκτεταμένη κολπική αιμορραγία, εκκρίσεις, πόνος, ερεθισμός ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που ενδεχομένως προκαλούν ανησυχία, επικοινωνήστε με το άτομο που τοποθέτησε το διάφραγμα, διαφορετικό επαγγελματία υγείας ή τον κατασκευαστή. Η χρήση διαφράγματος ενδέχεται να επιδεινώσει ή να εντείνει την ακράτεια.

Επιπλοκές ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση αντικατάστασης του διαφράγματος ή όπου η αυτο-διαχείριση πραγματοποιείται χωρίς επίβλεψη επαγγελματία υγείας.



Ηλεκτρονικές οδηγίες, βίντεο και μεταφράσεις παρέχονται στη διεύθυνση:
www.bray-healthcare.com/product/pessary-ring-rigid-polythene



Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855
Langenhagen



Bray Group Ltd
1-5 Regal Way
Faringdon SN7 7BX
United Kingdom
+44 (0) 1367 240736

