



Portia[®]
PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857

Krążek Podtrzymujący Macicę

Wyrób medyczny do leczenia objawowego wypadania macicy u kobiet.

Sztywny polietylen, średnica 50 mm–100 mm, grubość 7,5 mm.

Nie zawiera lateksu ani metalu. Brak specjalnych warunków przechowywania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Określenie rozmiaru, dopasowanie/zakładanie i wymiana krążka odbywa się pod nadzorem lekarza. Wymienić krążek na nowy po maksymalnie 6 miesiącach użytkowania.

Określenie rozmiaru — zmierzyć odległość między szyjką macicy lub sklepieniem pochwy a spojeniem łonowym, aby ustalić właściwy rozmiar krążka podtrzymującego macicę. Katalog rozmiarów Portia jest dostępny w firmie Bray Group.

Przed dopasowaniem — zbadać ściany pochwy pacjentki i ocenić możliwości wypadania krążka.

Zakładanie — Wsunąć krążek do pochwy; krążek powinien znajdować się między tylnym sklepieniem a spojeniem łonowym i nie może być osadzony luźno.

Przeciwwskazania mogą obejmować dyskomfort, krwawienie, owrzodzenie, zapalenie miednicy, infekcje, takie jak zapalenie pochwy w przypadku niestosowania się pacjenta do zaleceń.

Ostrzeżenia — W przypadku wystąpienia objawów, takich jak nadmierne krwawienie z pochwy, upławy, ból, podrażnienie lub jakiegokolwiek innych skutków ubocznych budzących zaniepokojenie, należy skontaktować się z osobą, która pierwotnie założyła krążek, innym lekarzem lub producentem. Krążek może pogorszyć lub ujawnić wysiłkowe nietrzymanie moczu.

Komplikacje mogą wystąpić w przypadku opóźnionej wymiany krążka lub samodzielnej obsługi krążka bez nadzoru lekarza.



Elektroniczne instrukcje, filmy instruktażowe i tłumaczenia są dostępne na stronie: www.bray-healthcare.com/product/pessary-ring-rigid-polythene



Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855
Langenhagen



Bray Group Ltd
1-5 Regal Way
Faringdon SN7 7BX
United Kingdom
+44 (0) 1367 240736

